

## PATIENT INSTRUCTION GUIDE

**1. INTRODUCTION** The guidelines about how to handle, clean and maintain your contact lenses must be primarily informed by your Eye Care Professional. The correct asepsis of your contact lenses is important since it avoids complications improving the comfort and visual acuity. For your eye health, it is important that your contact lenses be worn only as prescribed by your Eye Care Professional. These lenses must be monthly replaced or as recommended by your Eye Care Professional. These lenses are valid for one (1) month after the packaging is opened. Your Eye Care Professional should be kept fully aware of your medical history and will develop a total program of care based on your specific needs. **2. WEARING RESTRICTIONS AND INDICATIONS** Soft, Soloxiflex Contact Lenses are intended to enhance and/or alter the appearance of natural eye and also for correction of myopia as prescribed by the Eye Care Professional. The lenses are intended for daily wear or flexible wear (use during the day and remove to sleep) for the period of one month or as recommended by the Eye Care Professional. They are not intended for use when asleep. **3. CONTRAINDICATIONS** There are certain health conditions with which contact lenses should not be worn. You should alert your eye care professional to any of the conditions listed below. Only your eye care professional can determine if contact lens wear is right for you.

1. Inflammation or infection in or around the eye or eyelids. 2. Any eye disease, injury or abnormality that affects the cornea, conjunctiva, or eyelids. 3. Any previously diagnosed condition that makes contact lens wear uncomfortable. 4. Severe dry eye. 5. Reduced corneal sensitivity. 6. Any chronic disease that may affect the eye or may be made worse by wearing contact lenses. 7. Allergic reactions on the surface of the eye or surrounding tissues that may be induced or made worse by wearing contact lenses. 8. Irritation of the eye caused by allergic reactions to ingredients in contact lens solutions (i.e., rewetting drops). These solutions may contain chemicals or preservatives (such as mercury, Thimerosal, etc.) to which some people may develop an allergic response. 9. Any active eye infection. 10. If eyes become red or irritated. 4. **PRECAUTIONS** Do not use multipurpose solution during the period they are not in use. 8. The users must be instructed by the eye care professional about the procedures to place and remove the contact lenses. 9. Do not use saliva to hydrate the contact lenses. 10. Keep the fingernails cut short. Do not use sharp objects while handling the contact lenses. 11. Avoid using contact lenses in environments subject to irritating vapors. 12. Never apply eye medications while using your contact lenses. 13. If you experience any discomfort, heavy tearing, pain or red eyes, sensitivity (light sensitivity), immediately remove the lenses from your eyes and consult your eye care professional. 14. Do not use contact lenses used by other people or friend. Only the eye care professional can determine the best product for your eyes. 15. Keep the lenses in room temperature, fresh air and protected from direct sun light while they are in their original packaging. Specific Instructions for Use and Warnings: Instruction for Use in case of Water Activities: Do not expose your contact lenses to water while you are wearing them. WATER CAN HARBOUR MICROORGANISMS THAT CAN LEAD TO SEVERE INFECTION, VISION LOSS OR BLINDNESS. If your lenses have been submerged in water when participating in water sports or swimming in pools, hot tubs, lakes, or oceans, you should discard them and replace them with a new pair. Ask your Eye Care Professional for recommendations about wearing your lenses during any activity involving water. 5. **ADVERSE REACTIONS** Possible Problems Be aware that problems can occur while wearing contact lenses and may or may not be associated with the following symptoms: burning, stinging and/or itchy eyes, reduced lens comfort, feeling of something in your eye (foreign body, scratch and/or area) swelling or inflammation in or around the eyes, eye redness, eyelid problems, watery eyes, unusual eye secretions, poor vision, blurred vision, rainbows or halos around objects, sensitivity to light (photophobia), dry eyes. When any of the above symptoms occur, a serious eye condition may be present. You should immediately be seen by your eye care professional, so that the problem can be identified and treated, if necessary, in order to avoid serious eye damage. 6. **LENS INSERTION/REMOVAL** For your eye health, it is important to carefully follow the handling, insertion, removal, and wearing instructions that we inform below, as well as those prescribed by your eye care professional. 1. Wash your hands thoroughly with a mild soap, rinse completely and dry with a lint-free towel before touching your lenses. Do not use soap with moisturizer. 2. Place one lens at a time in your palm and apply a few drops of multipurpose solution recommended by your eye care professional on the lens surface. 3. Establish a sequence: first clean the lens of the right eye and then the lens for the left eye. 4. With the forefinger of the other hand rub the lens on both sides with gentle movements forwards and backwards, left and right. 5. After cleaning, thoroughly rinse the lenses with multipurpose solution until they are free of residues. 6. Let the lenses rest in the closed case, soaked in multipurpose solution during the period when the lenses are not in use. 7. Clean the lenses every time you use them. 8. Always dispose the multipurpose solution that was inside the lens case when you remove the lenses for use. 9. Do not use heat to disinfect your lenses. 10. The lenses must be cleaned and disinfected every time you remove them from the lens case. One procedure does not substitute the other. Cleaning is necessary to remove mucus and film from the lens surface. Disinfection is necessary to eliminate microorganisms. 7. **LENS HANDLING** 1. Always wash and completely dry your hands before handling the lenses. 2. Gently remove the lenses from the case using the tip of your forefinger and be sure it is clean wet and perfect without any defect. 3. Check if the lens is not upside down; the normal shape is concave with the edges up. If the edges are slightly turned out the lens is inverted. In this case place it in the palm of your hand and gently turn it into the right side. 4. Place the lens on the tip of your forefinger and use the middle finger to pull down your lower eyelid. Using the tip of the other eye, apply the lens. 5. Place the lens on the lens on the eye, gently close the eyelids and blink. Repeat the procedure with the other lens. 6. To remove your lenses, first check in the mirror if they are in place. 7. Look up, slide the contact lens towards the inside corner of the eye using your forefinger and grab it gently between your thumb and forefinger, or follow the method recommended by your eye care professional.

**8. EMERGENCIES** If chemicals of any kind (household products, gardening solutions, laboratory chemicals, etc.) are splashed into your eyes, SHUT YOUR EYES WITH WATER. RINSE WITH WATER AND IMMEDIATELY CONTACT YOUR EYE CARE PROFESSIONAL OR VISIT A HOSPITAL. EMERGENCY ROOM RIGHT AWAY. Sterile Product: sterilized by heat.

## GUIA DE INSTRUÇÕES

**1. INTRODUÇÃO** As orientações sobre como manusear, limpar e manter suas lentes de contato devem ser primeiramente informadas pelo seu profissional de saúde. A correta higienização de suas lentes de contato é importante já que evita complicações melhorando o conforto e a acuidade visual. Para sua saúde ocular, é importante que suas lentes de contato sejam utilizadas somente conforme a indicação de seu profissional de saúde. Estas lentes devem ser substituídas mensalmente ou como recomendado por seu especialista. A durabilidade das lentes depende da maneira de uso e do cuidado com elas. Seu especialista deverá sempre estar totalmente ciente de seu histórico médico e desenvolverá um programa de cuidados especiais baseado em suas necessidades específicas. **2. INDICAÇÕES DE USO E RESTRIÇÕES** As lentes Soliflex Natural Colors, Soliflex Color Hype e Hidrocor Mensal são lentes de contato hidrofílicas, gelatinosas, coloridas, para uso cosmético associado ou não correção visual da miopia, hipermetropia e/ou baixa astigmatismo. As lentes são recomendadas para uso diário ou uso flexível (uso durante o dia e remoção para dormir). Seu uso deve ser como recomendado pelo seu especialista. As lentes não são indicadas para uso durante o sono. **3. CONTRAINDICAÇÕES** Existem certas condições de saúde em que as lentes de contato não devem ser utilizadas. Você deve alertar seu especialista sobre a existência de quaisquer condições listadas abaixo. Somente seu especialista pode determinar se o uso de lentes de contato será uma opção indicada para você. 1. Inflamação ou infecção nos olhos ou na pálpebras 2. Qualquer doença dos olhos, ferimento ou abnormalidade que afete a córnea, a conjuntiva ou as pálpebras. 3. Qualquer condição diagnosticada previamente que torne o uso de lentes de Contato desconfortável 4. Condição de olho seco severa 5. Sensibilidade corneal reduzida 6. Qualquer doença sistêmica que possa afetar os olhos ou possa ser agravada pelo uso de lentes de contato 7. Reações alérgicas na superfície dos olhos ou tecidos vizinhos que possam ser induzidas ou possam piorar pelo uso de lentes de contato 8. Irritação dos olhos causada por reação alérgica a ingredientes de solução multissolução para lentes de contato ou gotas umidificantes. Estas soluções podem conter produtos químicos ou conservantes (tais como mercúrio, timersal, etc.) que, em algumas pessoas, podem apresentar resposta alérgica. 9. Qualquer infecção nos olhos 10. Se os olhos ficarem vermelhos ou irritados. **4. PRECAUÇÕES** 1. Nunca durma com suas lentes de contato. 2. Nunca utilize suas lentes de contato por mais tempo do que o recomendado pelo seu especialista. 3. Não utilize lentes de contato para nadar ou fazer atividades aquáticas. 4. Não use soluções para lentes de contato ou aerossol, spray de cabelo quando estiver usando suas lentes de contato. 5. Os usuários devem ser informados pelo especialista e pelo fabricante de solução multissol para lentes de Contato sobre a maneira correta de manter, limpar e desinfetar as lentes. 6. Utilize o estojo correto indicado para suas lentes. 7. Mantenha as lentes no estojo fechado, imersas em solução multissol durante o período em que não estiverem sendo usadas. 8. Os usuários devem ser instruídos pelo especialista em procedimentos para colocação e remoção de lentes de contato. 9. Não use saliva para hidratar as lentes de contato. 10. Mantenha as unhas curtas. Não use objetos pontiagudos ao manusear as lentes de contato. 11. Evite usar lentes de contato em ambientes sujeitos a vapores irritantes. 12. Nunca aplique medicação nos olhos enquanto estiver usando as lentes de contato. 13. Se experimentar qualquer desconforto, lacrimejar muito, viver dor ou olhos vermelhos, fotofobia (sensibilidade à luz), imediatamente remova as lentes e procure ajuda de seu especialista e Não use as lentes de contato usadas por outras pessoas ou amigos. Somente o especialista pode determinar o melhor produto para seus olhos. 15. Mantenha as lentes em temperatura ambiente e protegidas da luz direta do sol enquanto estiverem na embalagem original. Instruções específicas para uso e alertas: Instrução para uso no caso de atividades na água: Não exponha suas lentes de contato à água enquanto estiver usando-as. Não permita que as lentes entrem em contato com a água. Evite atividades que envolvam quedas, perda de visão ou quebra. Se suas lentes tiverem sido submersas em água ao participar de esportes aquáticos ou natação em piscinas, hidromassagens, lagos ou oceanos você deve descartar e substituir as lentes por um novo par. Pergunte ao seu especialista quais as recomendações dele para utilizar lentes em atividades que envolvam água. **5. REAÇÕES ADVERSAS** Esteja ciente de que problemas podem ocorrer ao usar lentes de Contato e podem ou não estar associados aos seguintes sintomas: ardor, vermelhidão nos olhos, coação, redução no conforto com as lentes, sensação de corpo estranho nos olhos, inchaço ou inflamação na região dos olhos ou nos olhos, olhos vermelhos, problemas de pálpebra, olhos lacrimejantes, secreção incomum nos olhos, visão ruim, visão borrada, visão de arco iris ou halos ao redor de objetos, sensibilidade à luz (fotofobia), ceratite microbiana, erosão causada por lentes defeituosas, urticária, irritação dos olhos ou reação tóxica do regime de cuidados com lentes, solução usar na embalagem ou outra razão. Conjunivite, síndrome de olho seco, sensibilidade da córnea, síndrome de uso, excessivo de lentes. Quando qualquer dos sintomas acima ocorrer, uma séria condição dos olhos pode estar presente. Você deve imediatamente parar de usar as lentes e consultar seu especialista, de forma que o problema possa ser identificado e tratado, se necessário, para evitar danos sérios aos olhos. **6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS LENTES DE CONTATO** Para sua Saúde ocular, é importante seguir cuidadosamente as instruções de manuseio, colocação, remoção e uso das lentes que informamos abaixo, assim como as indicações de seu especialista. 1. Lave bem suas mãos com sabonete neutro, enxágue completamente e seque com uma toalha que não solte flocos antes de tocar em suas lentes. Não utilize sabonete com hidratante. 2. Coloque uma lente de cada vez na palma de sua mão e aplique algumas gotas de solução multissol recomendada pelo seu especialista. 3. Limpe a lente com o dedo indicador da mão direita e do lado esquerdo do mesmo jeito: primeiro limpe a lente do olho direito e depois a lente do lado esquerdo. 4. Com o dedo indicador da outra mão esfregue a lente em ambos os lados com movimentos suaves para frente e para trás, para o lado direito e para o lado esquerdo. 5. Após a limpeza enxágue completamente a lente com solução multissol até que fique livre de resíduos. 6. Deixe as lentes no estojo fechado imersas em solução multissol quando não estiverem em uso. 7. Limpe as lentes toda vez que usar. 8. Sempre descarte a solução multissol que está dentro do estojo quando remover as lentes para usar. 9. Não use calor para desinfetar suas lentes. 10. As lentes devem ser limpas e desinfetadas toda vez que você as remover do estojo. Um procedimento não substitui o outro. A limpeza é necessária para remover mucus e resíduos da superfície da lente. A desinfecção é necessária para eliminar microorganismos. **7. COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DAS LENTES** 1. Sempre lave e seque completamente suas mãos antes de manusear as lentes. 2. Sempre descarte a solução multissol que está dentro do estojo indicador e certifique-se que esteja limpa e perfeita sem nenhum defeito. 3. Verifique se a lente está na posição invertida; a forma normal da lente é côncava com as bordas para cima. Se as bordas estiverem levemente voltadas para baixo a lente está invertida. Neste caso, coloque-a na palma da mão e suavemente vire-a do lado correto. 4. Coloque a lente na ponta de seu indicador e use o dedo médio para puxar para baixo sua pálpebra inferior. Usando seu dedo médio da outra mão levante a pálpebra superior. 5. Coloque a lente olho direito suavemente as pálpebras e pisque. Repita a operação com a outra lente para o outro olho. 6. Para remover suas lentes, primeiro cheque no espelho se elas estão em posição. 7. Olhe para cima, deslize a lente em direção à parte interna do olho com seu indicador e pegue-a gentilmente entre os dedos e seu indicador, ou siga o método recomendado pelo seu especialista. **8. EMERGENCIAS** Se produtos químicos de qualquer espécie (produtos de limpeza, jardinagem, etc.) forem acidentalmente respingados em seus olhos: **IMEDIATAMENTE LAVE SEUS OLHOS COM ÁGUA CORRENTE E ENTRE EM CONTATO COM SEU ESPECIALISTA OU VÁ ATÉ UM HOSPITAL DE EMERGENCIAS.** Produto Estéril: esterilização por calor. REGISTRO ANVISA: registro o rótulo do produto.

## GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1. INTRODUCCIÓN Instrucciones sobre cómo manejar, limpiar y mantener sus lentes de contacto deben ser proporcionadas primero por su especialista. La correcta asepsia de sus lentes de contacto es importante ya que evita complicaciones mejorando el confort y la agudeza visual. Para la salud de sus ojos, es importante que sus lentes de contacto se usen únicamente según las instrucciones de su especialista. Estos lentes deben ser reemplazados regularmente o según lo recomiende su especialista. La durabilidad de los lentes depende de abrir el paquete de 1 mes. Su especialista siempre debe estar al tanto de su historial médico y desarrollar un programa de atención especial basado en sus necesidades específicas. 2. INDICACIONES DE USO Y RESTRICCIONES Las lentes mensuales Soflax Natural Colors, Soflax Color Hyde e Hidrococ Mensual son lentes de contacto de color, blandas e hidrofílicas para uso cosmético con o sin corrección visual de miopía, hipermetropía u ojo astigmate. Los lentes se le recomiendan para uso diario o uso flexible (uso durante el día y se quitan para dormir), reemplazo mensual o según lo recomiende su especialista. Las lentes no están indicadas para usarse mientras se duerme. 3. CONTRAINDICACIONES Existen determinadas condiciones de salud en las que no se deben utilizar lentes de contacto. Alertar a su especialista sobre cualquiera de las condiciones que se enumeran a continuación. Solo su especialista puede determinar si el uso de lentes de contacto es una opción para usted. 1. Infección o inflamación de los ojos o párpados 2. Cualquier enfermedad, lesión o anomalía ocular que afecte a la córnea, la conjuntiva o los párpados. 3. Cualquier condición previamente diagnosticada que haga que el uso de lentes de contacto sea incómodo 4. Condición severa de ojo seco 5. Sensibilidad corneal reducida 6. Cualquier enfermedad sistémica que pueda afectar los ojos o que pueda agravarse con el uso de lentes de contacto 7. Reacciones alérgicas en la superficie del ojo o tejido circundante que pueden ser inducidas o empeoradas por el uso de lentes de contacto 8. Irritación ocular causada por una reacción alérgica a los ingredientes en las soluciones de limpieza de lentes de contacto o gotas humectantes. Estas soluciones pueden contener sustancias químicas o conservantes (como mercurio, timersol, etc.) que, en algunas personas, pueden causar una respuesta alérgica. 9. Cualquier infección ocular 10. Si los ojos se enrojecen o irritan. 4. PRECAUCIONES 1. Nunca duermas con las lentillas puestas. 2. Nunca use sus lentes de contacto si se sienten incómodos. 3. No use lentes de contacto si tiene una infección o inflamación de los ojos. 4. Evite usar aerosol, laca para el cabello cuando use sus lentes de contacto. 5. Los usuarios deben ser informados por el especialista y el fabricante de la solución multisoja para lentes de contacto sobre la forma correcta de mantener, limpiar y desinfectar las lentes. 6. Utilice el estuche como indicado para sus lentes. 7. Mantenga las lentes en el estuche cerrado, sumergidas en una solución multisoja cuando no las esté usando. 8. Los usuarios deben ser instruidos por el especialista sobre los procedimientos de inserción y extracción de lentes de contacto. 9. No use saliva para humectar los lentes de contacto. 10. Mantén tus uñas cortas. No utilice objetos afilados cuando manipule lentes de contacto. 11. Evite usar lentes de contacto en ambientes sujetos a vapores irritantes. 12. Nunca aplique medicamentos en los ojos mientras usa lentes de contacto. 13. Si experimenta algo de molestias, lagrimeo o picazón en los ojos rojez o fotofobia (sensibilidad a la luz), retire inmediatamente las lentillas y acuda a su especialista. 14. No use lentes de contacto usados por otras personas o amigos. Solo el especialista puede determinar el mejor producto para sus ojos. 15. Mantenga los lentes a temperatura ambiente y fuera de la luz solar directa mientras estén en su empaque original. Instrucciones específicas de uso y advertencias: Instrucciones de uso en caso de actividades en el agua: No exponga sus ojos de contacto a actividades acuáticas. Advertencias de uso. ADVERTENCIAS: Evite los microorganismos que pueden provocar infecciones graves, pérdida de la visión o ceguera. Si sus lentes se sumergieron en el agua mientras participaba en deportes acuáticos o nadaba en piscinas, jacuzzis, lagos u océanos, debe desechar y reemplazar los lentes por un par nuevo. Pregúntele a su especialista por sus recomendaciones para el uso de lentes en actividades relacionadas con agua. 5. REACCIONES ADVERSAS Tenga en cuenta que pueden ocurrir problemas al usar lentes de contacto que pueden o no estar relacionados con el uso de lentes. Los síntomas: ardor u picazón en los ojos, menor comodidad con los lentes, sensación de cuerpo extraño en los ojos, hinchazón o inflamación en los ojos, área de los ojos, ojos rojos, problemas en los párpados, ojos llorosos, secreción inusual de los ojos, mala visión, visión borrosa, visión de arco iris o halo alrededor de los objetos, sensibilidad a la luz (fotofobia), queratitis microbiana, erosión causada por lentes defectuosos, uveítis, irritación de los ojos o reacción tóxica al régimen de cuidado de los lentes, la solución utilizada en el empaque u otra razón. Conjuntivitis papilar, disminución de la sensibilidad corneal, síndrome de desgaste, uso excesivo de lentes. Cuando se presenta cualquiera de los síntomas anteriores, es posible que se presente una afección ocular grave. En estos casos dejar de usar las lentillas inmediatamente y consultar a su especialista para que pueda identificar el problema y tratarlo. Si es necesario, para evitar lesiones oculares graves. 6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS LENTES DE CONTACTO Por su salud ocular, es importante seguir atentamente las instrucciones de manipulación, colocación, retirada y uso de las lentes que le informamos a continuación, así como las indicaciones de su especialista. 1. Lávese bien las manos con jabón suave, enjuague bien y seque con una toalla sin pelusa antes de tocar sus lentes. No use jabón con humectante. 2. Coloque una lente a la vez en la palma de su mano y aplique unas gotas de la solución multisoja de su especialista en la lente cada vez que la use. 3. Siempre deseche una secuencia y hazlo siempre de la misma manera: primero limpie la lente del ojo derecho y luego el del izquierdo. 4. Con el dedo índice de la otra mano, frote la lente en ambos lados con movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. 5. Después de la limpieza, enjuague bien la lente con una solución multisoja hasta que no queden residuos. 6. Deje las lentes en el estuche cerrado sumergidas en una solución multipropósito cuando no las esté usando. 7. Limpia la lente cada vez que la use. 8. Siempre deseche la solución multisoja que se encuentra dentro del estuche cuando retire las lentes para usarlas. 9. No use calor para desinfectar sus lentes. 10. Los lentes deben limpiarse y desinfectarse cada vez que los saque del estuche. Un procedimiento no sustituye a otro. La limpieza es necesaria para eliminar la mucosidad y los residuos de la superficie de la lente. La desinfección es necesaria para eliminar los microorganismos. 7. COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS LENTES 1. Siempre limpie y seque bien sus manos antes de manipular los lentes. 2. Retire suavemente la lente del estuche con la punta de su dedo índice y asegúrese de que está limpia y sin defectos. 3. Verifique que la lente no esté en la posición invertida; la forma normal de la lente es cóncava con los bordes hacia arriba. Si los bordes están ligeramente hacia abajo, la lente está invertida. En este caso, colóquelo en la palma de su mano y gírelo suavemente hacia el lado correcto. 4. Coloque la punta de su dedo índice en la parte superior de la lente y para bajar el párpado inferior. Usando el dedo medio de la otra mano, levante el párpado superior. 5. Coloque la lente en el ojo, suelte suavemente los párpados y parpadee. Repita la operación con la otra lente para el otro ojo. 6. Para quitarse los lentes, primero vea dentro en el espejo que estén en su lugar. 7. Mire hacia arriba, deslice la lente hacia el interior de su ojo con el dedo índice y tómla suavemente entre los dedos índice y dedo, o siga el método recomendado por su especialista. 8. EMERGENCIAS Si experimenta cualquier problema con los ojos o productos químicos de cualquier tipo (productos de limpieza, productos de jardinería, etc.): ENJUAGAR INMEDIATAMENTE LOS OJOS CON AGUA CORRIENTE Y CONTACTAR A SU ESPECIALISTA O ACUDIR A UN HOSPITAL DE URGENCIAS. Producto estéril: esterilización por calor.

## Dليل الإستعمال العدسات اللاصقة

1. التعمية قبل أن يلقى على العين اللاصقة المستخدم مسؤولة تقديم الإرشادات الأولية حول كيفية التعامل والتنظيف والصيانة الخاصة بالعدسات اللاصقة. إن تقديم النسخة الأصلية للعدسات اللاصقة أو مجرد ما هنا لا يخبث التعليمات المطلوبة ويوفر الرخصة وحده المصنوع من أجل الصيانة الخاصة على العينين، من المهم أن تستخدم العدسات اللاصقة فقط للتعليمات، يجب أن تدعى العدسات كل شهر أو تباعا حسب التعليمات الخاصة بصورتها وبمدة من 1 إلى 3 أسابيع. العدسات اللاصقة من النوع المصنوع في إسرائيل يجب أن تدعى على أساس اسمها الخاصة.
2. تعليمات القراءة والقدرة الفوق العارضة على الإستعمال بوسى إستخدام العدسات اللاصقة من نوع هيدروكوك (Hidrococ monthly) صممت لمرضى النظر، وكذلك العدسات اللاصقة الخاصة بالاصطناعية من نوع صوفلاكس ناتورال كولورز (Soflax Natural Colors) صممت لمرضى النظر، ويجب أن تدعى على أساس اسمها الخاصة بصورتها وبمدة من 1 إلى 3 أسابيع. العدسات اللاصقة من النوع المصنوع في إسرائيل يجب أن تدعى على أساس اسمها الخاصة.
3. التعليمات التي يجب قبل إستعمال العدسات، لا بوسى إستخدام العدسات اللاصقة.
4. موانع الإستعمال.
5. شروط الإستعمال.
6. موانع الإستعمال.
7. موانع الإستعمال.
8. موانع الإستعمال.
9. موانع الإستعمال.
10. موانع الإستعمال.
11. موانع الإستعمال.
12. موانع الإستعمال.
13. موانع الإستعمال.
14. موانع الإستعمال.
15. موانع الإستعمال.
16. موانع الإستعمال.
17. موانع الإستعمال.
18. موانع الإستعمال.
19. موانع الإستعمال.
20. موانع الإستعمال.
21. موانع الإستعمال.
22. موانع الإستعمال.
23. موانع الإستعمال.
24. موانع الإستعمال.
25. موانع الإستعمال.
26. موانع الإستعمال.
27. موانع الإستعمال.
28. موانع الإستعمال.
29. موانع الإستعمال.
30. موانع الإستعمال.
31. موانع الإستعمال.
32. موانع الإستعمال.
33. موانع الإستعمال.
34. موانع الإستعمال.
35. موانع الإستعمال.
36. موانع الإستعمال.
37. موانع الإستعمال.
38. موانع الإستعمال.
39. موانع الإستعمال.
40. موانع الإستعمال.
41. موانع الإستعمال.
42. موانع الإستعمال.
43. موانع الإستعمال.
44. موانع الإستعمال.
45. موانع الإستعمال.
46. موانع الإستعمال.
47. موانع الإستعمال.
48. موانع الإستعمال.
49. موانع الإستعمال.
50. موانع الإستعمال.
51. موانع الإستعمال.
52. موانع الإستعمال.
53. موانع الإستعمال.
54. موانع الإستعمال.
55. موانع الإستعمال.
56. موانع الإستعمال.
57. موانع الإستعمال.
58. موانع الإستعمال.
59. موانع الإستعمال.
60. موانع الإستعمال.
61. موانع الإستعمال.
62. موانع الإستعمال.
63. موانع الإستعمال.
64. موانع الإستعمال.
65. موانع الإستعمال.
66. موانع الإستعمال.
67. موانع الإستعمال.
68. موانع الإستعمال.
69. موانع الإستعمال.
70. موانع الإستعمال.
71. موانع الإستعمال.
72. موانع الإستعمال.
73. موانع الإستعمال.
74. موانع الإستعمال.
75. موانع الإستعمال.
76. موانع الإستعمال.
77. موانع الإستعمال.
78. موانع الإستعمال.
79. موانع الإستعمال.
80. موانع الإستعمال.
81. موانع الإستعمال.
82. موانع الإستعمال.
83. موانع الإستعمال.
84. موانع الإستعمال.
85. موانع الإستعمال.
86. موانع الإستعمال.
87. موانع الإستعمال.
88. موانع الإستعمال.
89. موانع الإستعمال.
90. موانع الإستعمال.
91. موانع الإستعمال.
92. موانع الإستعمال.
93. موانع الإستعمال.
94. موانع الإستعمال.
95. موانع الإستعمال.
96. موانع الإستعمال.
97. موانع الإستعمال.
98. موانع الإستعمال.
99. موانع الإستعمال.
100. موانع الإستعمال.