


Rótulo - Hidrocor Esférica



Legenda

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Víde Guia do Usuário 2 - Conteúdo 3 - Ícone - Estéril 4 - Número registro ANVISA 5 - Limite de temperatura 6 - Número e data da revisão do rótulo 7 - Dados do Fabricante 8 - EAN 9 - Cor 10 - Grau 11 - Diâmetro e Curva Base 12 - Lote | <ul style="list-style-type: none"> 13 - Validade 14 - ID 15 - *Venda Sob Prescrição Médica / **Utilização sujeita a prescrição médica 16 - Número de referência 17 - Ícones - Não reesterilizar / Consultar as instruções para utilização / Não utilizar se a embalagem estiver danificada / Único paciente múltiplos usos 18 - Indicação de Esterilidade 19 - Data de Fabricação 20 - Código 2D que contém: (01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote |
|---|---|

*Lentes Graduadas = Venda Sob Prescrição Médica
 ** Lentes Planas = Utilização sujeita a prescrição médica

Rótulo Lacre do Conjunto - Hidrocor Esférica

The diagram shows a lens seal label with the following fields and callouts:

- 10**: Top left area containing a QR code and a UDI (Unique Device Identifier) box.
- 9**: Top right area containing an EAN barcode.
- 1**: Brand name: **HIDROCOR IPANEMA**
- 2**: Reference number: **REF: 0346** and **ZH309301001**
- 3**: Lens 1 specifications: **PWR: -25,00**, **BC: 8,7**, **DIA: 14,2**
- 4**: Lens 1 barcode with numbers **899031 646706**
- 5**: Lot code: **5**
- 6**: Expiry date: **6**
- EXP:** **2031-06** (with hourglass icon) and **2023-06** (with calendar icon)
- 7**: Lens 2 specifications: **PWR: -25,00**, **BC: 8,7**, **DIA: 14,2**
- 8**: Lens 2 barcode with numbers **7 899031 646706**
- 7**: SN (Serial Number) box and **2024/07 Rev.00**

Legenda

1 - Identificação do produto e cor
2 - Número de Referência
3 - Lente 1
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
4 - Lente 1
Número de série
5 - Código do Lote
6 - Validade

7 - Lente 2
Número de série
8 - Lente 2
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
9 - Código EAN do Kit
10 - Código 2D que contém:
(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote
11 - Data de Fabricação