


Rótulo - Hidrocor Tórica



Legenda

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Víde Guia do Usuário 2 - Conteúdo 3 - Ícone - Estéril 4 - Número registro ANVISA 5 - Limite de temperatura 6 - Número e data da revisão do rótulo 7 - Dados do Fabricante 8 - EAN 9 - Cor 10 - Grau 11 - Diâmetro e Curva Base 12 - Lote | <ul style="list-style-type: none"> 13 - Validade 14 - ID 15 - *Venda Sob Prescrição Médica/ **Utilização sujeita a prescrição médica 16 - Número de referência 17 - Ícones - Não reesterilizar / Consultar as instruções para utilização / Não utilizar se a embalagem estiver danificada / Único paciente múltiplos usos 18 - Indicação de Esterilidade 19 - Data de Fabricação 20 - Código 2D que contém: (01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote |
|---|--|

*Lentes Graduadas = Venda Sob Prescrição Médica
 ** Lentes Planas = Utilização sujeita a prescrição médica

Rótulo Lacre do Conjunto - Hidrocor Tórica

The diagram shows a contact lens label with the following fields and callouts:

- 10**: QR code and UDI (01) 07908001912499 (21) 1234567890123456 (17) 260220 (10) ZH309301001
- 9**: EAN code 7 899031 646706
- 1**: **HIDROCOR TÓRICA IPANEMA**
- 2**: REF: 0346
- LOT**: EP6866
- EXP:** 2031-06
- 2023-06**
- 3**: PWR: -25,00/-25,00 x 180
BC: 8,9 DIA: 14,8
- 8**: PWR: -25,00/-25,00 x 180
BC: 8,9 DIA: 14,8
- 4**: Barcode 7 899031 646706
- 7**: SN barcode 7 899031 646706, 2024/07 Rev.00
- 5**: (01) EAN
- 6**: (21) ID

Legenda

- 1 - Identificação do produto e cor
- 2 - Número de Referência
- 3 - Lente 1
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 4 - Lente 1
Número de série
- 5 - Código do Lote
- 6 - Validade

- 7 - Lente 2
Número de série
- 8 - Lente 2
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 9 - Código EAN do Kit
- 10 - Código 2D que contém:
(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote
- 11 - Data de Fabricação