


Rótulo - Hidrocor Esférica



Legenda

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Víde Guia do Usuário 2 - Conteúdo 3 - Ícone - Estéril 4 - Número registro ANVISA 5 - Limite de temperatura 6 - Número e data da revisão do rótulo 7 - Dados do Fabricante 8 - EAN 9 - Cor 10 - Grau 11 - Diâmetro e Curva Base 12 - Lote | <ul style="list-style-type: none"> 13 - Validade 14 - ID 15 - *Venda Sob Prescrição Médica / **Utilização sujeita a prescrição médica 16 - Número de referência 17 - Ícones - Não reesterilizar / Consultar as instruções para utilização / Não utilizar se a embalagem estiver danificada / Único paciente múltiplos usos 18 - Indicação de Esterilidade 19 - Data de Fabricação 20 - Código 2D que contém: (01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote |
|---|---|

*Lentes Graduadas = Venda Sob Prescrição Médica
 ** Lentes Planas = Utilização sujeita a prescrição médica

Rótulo Lacre da Embalagem Unitária - Hidrocor Esférica

The diagram illustrates the layout of a unit packaging label for Hidrocor Esférica contact lenses. The label is divided into several sections, each identified by a number in a yellow circle:

- 8**: A QR code and a UDI (Unique Device Identifier) field.
- 7**: A standard EAN-13 barcode.
- 1**: The product name **HIDROCOR IPANEMA**.
- 2**: Reference number **REF: 0346** and Lot number **LOT: ZH309301001**.
- 3**: Lens specifications: **PWR: -25,00**, **BC: 8,7**, and **DIA: 14,2**.
- 4**: A secondary barcode with the number **7 899031 646706**.
- 5**: The Lot number **ZH309301001**.
- 6**: Expiry date **EXP: 2031-06**.
- 9**: Manufacturing date **2023-06**.

Additional information on the label includes a vertical string of numbers on the left: **(01) 07908001912499 (21) 1234567890123456 (17) 260220 (10) ZH309301001**, and a revision number **2024/07 Rev.00** at the bottom right.

Legenda

- 1 - Identificação do produto e cor
- 2 - Número de Referência
- 3 - Lente 1
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 4 - Lente 1
Número de série
- 5 - Código do Lote

- 6 - Validade
- 7 - Código EAN do Kit
- 8 - Código 2D que contém:
(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote
- 9 - Data de Fabricação