


Rótulo - Hidrocor Tórica



Legenda

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 - Vide Guia do Usuário 2 - Conteúdo 3 - Ícone - Estéril 4 - Número registro ANVISA 5 - Limite de temperatura 6 - Número e data da revisão do rótulo 7 - Dados do Fabricante 8 - EAN 9 - Cor 10 - Grau 11 - Diâmetro e Curva Base 12 - Lote | <ul style="list-style-type: none"> 13 - Validade 14 - ID 15 - *Venda Sob Prescrição Médica /
**Utilização sujeita a prescrição médica 16 - Número de referência 17 - Ícones - Não reesterilizar / Consultar as instruções para utilização / Não utilizar se a embalagem estiver danificada / Único paciente múltiplos usos 18 - Indicação de Esterilidade 19 - Data de Fabricação 20 - Código 2D que contém:
(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote |
|---|---|

*Lentes Graduadas = Venda Sob Prescrição Médica
 ** Lentes Planas = Utilização sujeita a prescrição médica

Rótulo Lacre da Embalagem Unitária - Hidrocor Tórica

The diagram shows a unit packaging label for Hidrocor Toric lenses. It features a QR code (8) and a barcode (7) at the top. The main text (1) reads "HIDROCOR TÓRICA IPANEMA". Below this, there are fields for REF: 0346 (2), LOT: EP6866 (5), EXP: 2031-06 (6), and a graph icon with 2023-06 (9). The lens specifications (3) are PWR: -25,00/-25,00 x 180 and BC: 8,9 DIA: 14,8. A 2D barcode (4) is located at the bottom left, with the number 7 899031 646706 printed below it. The text "2024/07 Rev.00" is at the bottom right.

Legenda

- 1 - Identificação do produto e cor
- 2 - Número de Referência
- 3 - Lente 1
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 4 - Lente 1
Número de série
- 5 - Código do Lote
- 6 - Validade

- 7 - Lente 2
Número de série
- 8 - Lente 2
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 9 - Código EAN do Kit
- 10 - Código 2D que contém:
(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote
- 11 - Data de Fabricação