


Rótulo - Natural Colors Esférica



Legenda

1 - Vide Guia do Usuário

2 - Conteúdo

3 - Ícone - Estéril

4 - Número registro ANVISA

5 - Limite de temperatura

6 - Número e data da revisão do rótulo

7 - Dados do Fabricante

8 - EAN

9 - Cor

10 - Grau

11 - Diâmetro e Curva Base

12 - Lote

13 - Validade

14 - ID

15 - *Venda Sob Prescrição Médica/

**Utilização sujeita a prescrição médica

16 - Número de referência

17 - Ícones - Não reesterilizar / Consultar as instruções para utilização / Não utilizar se a embalagem estiver danificada / Único paciente múltiplos usos

18 - Indicação de Esterilidade

19 - Data de Fabricação

20 - Código 2D que contém:

(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote

*Lentes Graduadas = Venda Sob Prescrição Médica

** Lentes Planas = Utilização sujeita a prescrição médica

Rótulo Lacre do Conjunto - Natural Colors Esférica

The diagram shows a lens seal label with the following fields and callouts:

- 10**: QR code and UDI (01) 07908001912499 (21) 1234567890123456 (17) 260220 (10) ZH309301001
- 9**: EAN code 7 899031 646706
- 1**: **NATURAL COLORS IPANEMA**
- 2**: REF 0346 | LOT ZH309301001
- 11**: EXP: 2031-06 | 2023-06
- 8**: PWR: -25,00 | BC: 8,7 | DIA: 14,2
- 7**: SN | 7 899031 646706 | 2024/07 Rev.00
- 3**: PWR: -25,00 | BC: 8,7 | DIA: 14,2
- 5**: 7 899031 646706
- 6**: 7 899031 646706

Legenda

- 1 - Identificação do produto e cor
- 2 - Número de Referência
- 3 - Lente 1
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 4 - Lente 1
Número de série
- 5 - Código do Lote
- 6 - Validade

- 7 - Lente 2
Número de série
- 8 - Lente 2
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 9 - Código EAN do Kit
- 10 - Código 2D que contém:
(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote
- 11 - Data de Fabricação