


Rótulo - Natural Colors Tórica



Legenda

- | | |
|--|--|
| 1 - Vide Guia do Usuário | 13 - Validade |
| 2 - Conteúdo | 14 - ID |
| 3 - Ícone - Estéril | 15 - *Venda Sob Prescrição Médica/
** Utilização sujeita a prescrição médica |
| 4 - Número registro ANVISA | 16 - Número de referência |
| 5 - Limite de temperatura | 17 - Ícones - Não reesterilizar / Consultar as instruções
para utilização / Não utilizar se a embalagem
estiver danificada / Único paciente múltiplos usos |
| 6 - Número e data da revisão do rótulo | 18 - Indicação de Esterilidade |
| 7 - Dados do Fabricante | 19 - Data de Fabricação |
| 8 - EAN | 20 - Código 2D que contém:
(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote |
| 9 - Cor | |
| 10 - Grau | |
| 11 - Diâmetro e Curva Base | |
| 12 - Lote | |

*Lentes Graduadas = Venda Sob Prescrição Médica

** Lentes Planas = Utilização sujeita a prescrição médica

Rótulo Lacre do Conjunto - Natural Colors Tórica

10

9

11

8

7

5

6

1 - NATURAL COLORS TÓRICA IPANEMA

2 - REF: 0346 LOT: EP6866 EXP: 2031-06 2023-06

3 - PWR: -25,00/-25,00 x 180 BC: 8,9 DIA: 14,8

4 - PWR: -25,00/-25,00 x 180 BC: 8,9 DIA: 14,8

7 - SN 2024/07 Rev.00

10 - (01) 07908001912499 (12) 1234567890123456 (17) 260220 (1U) 74309991001

9 - 90294912066812

11 - 2023-06

8 - PWR: -25,00/-25,00 x 180 BC: 8,9 DIA: 14,8

7 - SN 2024/07 Rev.00

5 - 7 899031 646706

6 - 7 899031 646706

Legenda

- 1 - Identificação do produto e cor
- 2 - Número de Referência
- 3 - Lente 1
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 4 - Lente 1
Número de série
- 5 - Código do Lote
- 6 - Validade

- 7 - Lente 2
Número de série
- 8 - Lente 2
PWR (Grau), BC (Curva Base) e DIA (Diâmetro)
- 9 - Código EAN do Kit
- 10 - Código 2D que contém:
(01) EAN, (21) ID, (17) Validade e (10) Lote
- 11 - Data de Fabricação